

# Diagnostica Animale

## Sierologia

| Ricerca  | Tipo di campioni  | Temperatura   | Tempo di esecuzione |
|--|---|---|---------------------|
| <b>Adenovirus Aviare</b>   | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 48 h                |
| <b>Adenovirus Bovino<br/>Elisa</b>   | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 48 h                |
| <b>Anemia Infettiva</b>  | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 96 h                |
| <b>Arterite Equina Sn<br/>Arterite Equina Elisa</b>  | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 24 h<br>7 gg        |
| <b>Aujeszky Sn<br/>Aujeszky Elisa</b>  | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 7 gg                |
| <b>Bhv4 Ifi<br/>Bhv4 Elisa</b>   | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 24 h                |
| <b>Bronchite Infettiva Agid<br/>Bronchite Infettiva<br/>Elisa</b>  | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 72 - 96 h<br>24 h   |
| <b>Brucellosi Rb<br/>Brucellosi Sal<br/>BrucellosiSal + 2 Me<br/>Brucellosi Fdc<br/>Brucellosi Ring Test</b> | Sangue, siero(*)<br>Sangue, siero(*)<br>Sangue, siero(*)<br>Sangue, siero(*)<br>Latte | Refrigerato,<br>congelato<br>Refrigerato,<br>congelato<br>Refrigerato,<br>congelato<br>Refrigerato,<br>congelato<br>Refrigerato | 24 h                |
| <b>Bvd</b>   | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 7 gg, 24 h          |
| <b>Caev</b>  | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 72 h, 24 h          |
| <b>Chlamydia Fdc</b>   | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 24 h                |
| <b>Gumboro Agid Elisa</b>  | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 72 h, 24 h          |
| <b>Herpes Virus Canis Sn</b>   | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 5 gg                |
| <b>Ibr/ipv Sn<br/>Elisa</b>  | Sangue, siero(*)  | Refrigerato,<br>congelato   | 5 gg<br>24 h        |

|   |                  |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>Influenza Equina Iea</b>                               | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | --               |
| <b>Lta Agid</b>   | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Leishmania Ifi Iea</b>                                 | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Leptosirosi</b>  | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Listeriosi</b>   | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Leb Agid</b>   | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 72 h             |
| <b>Morva</b>  | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Mev Elisa<br/>Mev Iea</b>                              | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Morbo Coitale Maligno</b>                              | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | --               |
| <b>Micoplasmosi<br/>M. Gallisepticum</b>                  | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | --               |
| <b>Micoplasmosi<br/>M. Synoviae</b>                       | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | --               |
| <b>Paratubercolosi</b>                                    | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | --               |
| <b>Parvovirus Suino Iea</b>                               | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Parvovirus Canino Elisa</b>                            | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Pi 3 Iea<br/>Pi 3 Elisa</b>                            | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Pseudo Peste Iea</b>                                   | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Piroplasmosi Equina</b>                                | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | --               |
| <b>Rinopneumonite</b>                                     | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 72 h             |
| <b>Ricketzie</b>  | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | --               |
| <b>Salmonellosi Sa<br/>(ab. Ovis, ab. Equii)</b>          | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato                     | 24 h             |
| <b>Toxo Sal<br/>(Toxoplasmosi)<br/>Fdc<br/>Sal + 2 Me</b> | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato<br><br>Refrigerato, | 24 h<br><br>24 h |

|                                   |                  |                           |    |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|----|
|                                   |                  | congelato                 |    |
| <b>Vrsb Ifi<br/>Elisa</b>         | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato | -- |
| <b>Visna Maedi Agid<br/>Elisa</b> | Sangue, siero(*) | Refrigerato,<br>congelato | -- |

(\*) - **N.B.** : Sangue refrigerato; siero refrigerato o congelato